

# Technické informace pro IKA IVD Tube



Respektujte bezpečnostní upozornění vztahující se k hnací jednotce!

## /// Zkratky/symboly

Symbol	Význam
	Číslo pro dodatečné objednávky
	Označení výrobní šarže
	Diagnostikum In-vitro
	Sterilizováno ozařováním
	Použitelné do
	Dostačuje na
	Vlhkost vzduchu při skladování
	Omezení teploty při skladování
	Znovu nepoužívejte
	Nepoužívejte poškozená balení
	Balení skladujte v suchu
	Výrobce
	Přečtěte si návod k použití
	Označení CE

## /// Důležité informace

### UPOZORNĚNÍ

- › **BMT-20-S-IVD.50: První obalová fólie není sterilní: Skladujte mimo sterilní prostory. Druhá obalová fólie je sterilní.**
- › Vzorky odeberte za sterilních podmínek podle vlastních hygienických předpisů daného operačního sálu nebo laboratoře.
- › Při odběru by tkáň měla být zcela pokryta tekutinou.
- › Po vložení vzorku nádobu uzavřete za sterilních podmínek podle vlastních hygienických předpisů daného operačního sálu nebo laboratoře.
- › Po odběru vzorku není nutné ruční protřepávání.
- › Nádobu na vzorky před přepravou uchovávejte při pokojové teplotě.
- › Přeprava vzorku do laboratoře.
- › Zpracování vzorku pomocí zařízení **IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive** nebo **IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control** pod Laminar Flow.
- › Doba mletí se musí přizpůsobit podle tvaru a velikosti vzorku.
- › Max. otáčky / Max. časovač:  
**IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive:** stupnice 4, 1 min.  
**IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive P control:** 3000 rpm, 1 min.
- › Provedení mikrobiologického nebo molekulárně diagnostického postupu podle vlastních předpisů.

## /// Účel použití

- › Sterilní odběrové nádoby pro biopsie, tkáňe, chrupavky, kosti a ortopedické vzorky.
- › Vyrobeno pro jednorázové použití. Vhodné pro mikrobiologii a molekulární diagnostiku.

### VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ!

#### Pouze pro profesionální použití!

Použití Při známkách mikrobiální kontaminace, zbarvení, trhlin a dalších znaků rozpadu produktu jej nepoužívejte.

## /// Skladování a doba expirace

- › Nádoby na vzorky se skladují při pokojové teplotě. Produkt nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.

## /// Kontroly kvality

- › Kontroly kvality se provádí před každou výrobní šarží.

## /// Obsah balení

- › 50 nádob na vzorky, každá s 5 ml 0,85% roztoku chloridu sodného (NaCl).

## /// Objednací číslo

- › **BMT-20-S-IVD.50:** **0020027186**
- › **BMT-20-S-IVD1.50:** **0020103143**

## /// Výrobce



### IKA-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10, D-79219 Staufen

Tel. +49 7633 831-0, Fax +49 7633 831-98, sales@ika.de

[www.ika.com](http://www.ika.com)

## IKA-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10, D-79219 Staufen

Tel. +49 7633 831-0, Fax +49 7633 831-98, sales@ika.de

[www.ika.com](http://www.ika.com)