

A. Zákazník

Název
organizace:

IČ:

Místo dodání:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

B. Technické a materiálové provedení

Materiál korpusu digestoře:

Kovová

Lamino

Jiný materiál / zatím nevíme / pozn.:

Typ digestoře:

Skříňová digestoř (odsávaný pracovní prostor a spodní skříňka v jednom celku)

Stolní digestoř (odsávaný pracovní prostor)

Stojanová digestoř (odsávaný pracovní prostor na kovové konstrukci)

Stojanová digestoř s vloženou spodní skříňkou (odsávaný pracovní prostor na kovové konstrukci)

Jiné provedení / zatím nevíme / pozn.:

Předpokládané rozměry digestoře:

Šířka	1200 mm
	1500 mm
	1800 mm
	Jiná
Hloubka	800 mm
	900 mm
	Jiná

Odsávání spodní skříňky (pokud je):

Ano

Ne

Zatím nevíme / pozn.:

Materiál pracovní desky:

Lamino

Postforming

Lepená keramická dlažba (chemicky odolná)

Vysokotlaký laminát (trespa max. resist.)

Nerez (DIN 14440)

Epoxidová pryskyřice (Durcon)

Emailitové sklo

Jiný

Materiál vnitřního prostoru digestoře:

Lamino

Postforming

Lepená keramická dlažba (chemicky odolná)

Vysokotlaký laminát (trespa max. resist.)

Nerez (DIN 14440)

Jiný

Napojení na média:

El. energie 230 V/400 V

Voda teplá a studená, odpad

Plyn

Vakuum

Stlačený vzduch

Jiná média (pokud ano, uvést zdroj - rozvod / tlaková láhev)

Nevýbušné provedení digestoře:

Ano

Ne

Nevím

**Odtah škodlivin:**

Ventilátorem a otvorem ve zdi

Ventilátorem s napojením na stávající potrubí

Bez ventilátoru, s napojením na stávající vzduchotechniku

Jiné řešení / pozn.:

Přívody médií:

Jsou již hotové, připravené

Teprve se budou zhotovovat

Jinak / poznámka

Vyplněný formulář prosím zašlete na email info@verkon.cz nebo svému obchodnímu zástupci.