

Volitelné příslušenství k oběhovým termostatům Julabo

Julabo CORIO C
Julabo CORIO CD
Julabo CORIO CP
Julabo DYNEO DD



Julabo CORIO C

- duté polypropylenové kuličky (průměr 20 mm; 1 balení po 1000 ks)
- instalační chladicí cívka k protichlazení vodou z řádu
- připevňovací svorka na lázeň pro tloušťku stěny do 30 mm
- činidlo k odstranění vodního kamene (balení obsahuje jednu 1l láhev)
- ochranné médium pro vodní lázeň Aqua Stabil 100 ml (v balení po 6 nebo 12 láhvích)
- 1bodový, 3bodový nebo 5bodový kalibrační certifikát pro oběhová čerpadla
- výrobní certifikát pro jednotku Julabo bez vestavěného chlazení

Julabo CORIO CD

- duté polypropylenové kuličky (průměr 20 mm; 1 balení po 1000 ks)
- instalační chladicí cívka k protichlazení vodou z řádu
- montážní chladicí cívka k protichlazení vodou z řádu
- sada Pump set pro externí aplikace
- připevňovací svorka na lázeň pro tloušťku stěny do 30 mm
- prodlužovací můstek (roztahitelný od 330 mm do 680 mm)
- držák stojanu (pro laboratorní stojany s tyčí 200 x 12 mm v průměru)
- různé typy adaptérů
- kovové připojení pro hadice (průměr 8 mm, 10 mm nebo 12 mm)
- koleno v úhlu 90° - samec/samice; délka strany 2 x 54 mm
- matice M16x1
- uzavírací ventil (M16x1 pro rozmezí teplot -10...+100 °C nebo -30 °C...+200 °C)
- dvojité distribuční adaptér (M16x1 samice do 2 x M16x1 samec)

- USB kabely (klasické; prodlužovací; adaptérové - umožňují připojit zařízení s rozhraním RS232 k počítači s USB portem typu A)
- CR, kovové, PTFE a vitonové hadice a hadičky
- termální kapalina do lázně (rozmezí teplot: -30...+80 °C; (-40) -20...+180 °C; 0...+220 °C; +50...+250 °C; možnost dodání v 5l nebo 10l láhvi)
- činidlo k odstranění vodního kamene (balení obsahuje jednu 1l láhev)
- ochranné médium pro vodní lázeň Aqua Stabil 100 ml (v balení po 6 nebo 12 láhvích)
- 1bodový, 3bodový nebo 5bodový kalibrační certifikát pro oběhová čerpadla
- výrobní certifikát pro jednotku Julabo bez vestavěného chlazení
- řídicí laboratorní software EasyTemp Professional

Julabo CORIO CP

- duté polypropylenové kuličky (průměr 20 mm; 1 balení po 1000 ks)
- instalační chladicí cívka k protichlazení vodou z řádu
- sada Pump set pro externí aplikace
- připevňovací svorka na lázeň pro tloušťku stěny do 30 mm
- prodlužovací můstek (roztažitelný od 330 mm do 680 mm)
- držák stojanu (pro laboratorní stojany s tyčí 200 x 12 mm v průměru)
- různé typy adaptérů
- kovové připojení pro hadice (průměr 8 mm, 10 mm nebo 12 mm)
- koleno v úhlu 90° - samec/samice; délka strany 2 x 54 mm
- matice M16x1
- uzavírací ventil (M16x1 pro rozmezí teplot -10...+100 °C nebo -30 °C...+200 °C) dvojitý
- distribuční adaptér (M16x1 samice do 2 x M16x1 samec nebo pro hadičky o průměrech 8, 10 nebo 12 mm)
- USB kabely (klasické; prodlužovací; adaptérové - umožňují připojit zařízení s rozhraním RS232 k počítači s USB portem typu A)
- RS232 kabely
- CR, kovové, PTFE a vitonové hadice a hadičky
- termální kapalina do lázně (rozmezí teplot: -30...+80 °C; (-40) -20...+180 °C; 0...+220 °C; +50...+250 °C; možnost dodání v 5l nebo 10l láhvi)
- činidlo k odstranění vodního kamene (balení obsahuje jednu 1l láhev)
- ochranné médium pro vodní lázeň Aqua Stabil 100 ml (v balení po 6 nebo 12 láhvích)
- 1bodový, 3bodový nebo 5bodový kalibrační certifikát pro oběhová čerpadla
- výrobní certifikát pro jednotku Julabo bez vestavěného chlazení
- řídicí laboratorní software EasyTemp Professional

Julabo DYNEO DD

- duté polypropylenové kuličky (průměr 20 mm; 1 balení po 1000 ks)
- instalační chladicí cívka k protichlazení vodou z řádu
- montážní chladicí cívka k protichlazení vodou z řádu
- sada Pump set pro externí aplikace
- připevňovací svorka na lázeň pro tloušťku stěny do 30 mm
- prodlužovací můstek (roztážitelný od 330 mm do 680 mm)
- držák stojanu (pro laboratorní stojany s tyčí 200 x 12 mm v průměru)
- různé typy adaptérů
- kovové připojení pro hadice (průměr 8 mm, 10 mm nebo 12 mm)
- koleno v úhlu 90° - samec/samice; délka strany 2 x 54 mm
- matice M16x1
- uzavírací ventil (M16x1 pro rozmezí teplot -10...+100 °C nebo -30 °C...+200 °C) dvojitě
- svorky (pro dvě 8mm hadičky nebo kombinace 8 a 10 mm)
- dvojitý distribuční adaptér (M16x1 samice do 2 x M16x1 samec nebo pro hadičky o průměrech 8, 10 nebo 12 mm)
- USB kabely (klasické; prodlužovací)
- poplachový 5plový konektor (pouze v kombinaci s elektronickým analogovým modulem)
- RS232 kabely
- převodníky rozhraní Ethernet/RS232, 4-EtherNet/RS232 a 8-EtherNet/RS232 (k připojení 1, 4 nebo 8 zařízení Julabo přes RS232 rozhraní)
- externí PT100 senzory
- externí PT100 konektor
- prodlužovací kabel pro PT100 senzor (3,5 m)
- CR, kovové, PTFE a vitonové hadice a hadičky
- termální kapalina do lázně (rozmezí teplot: -30...+80 °C; (-40) -20...+180 °C; 0...+220 °C; +50...+250 °C; +70...+170 °C; možnost dodání v 5l nebo 10l láhvi)
- činidlo k odstranění vodního kamene (balení obsahuje jednu 1l láhev)
- ochranné médium pro vodní lázeň Aqua Stabil 100 ml (v balení po 6 nebo 12 láhvích)
- 1bodový, 3bodový nebo 5bodový kalibrační certifikát pro oběhová čerpadla
- výrobní certifikát pro jednotku Julabo bez vestavěného chlazení
- řídicí laboratorní software EasyTemp Professional

V případě zájmu kontaktujte produktového specialistu na telefonním čísle +420 777 913 014 nebo prostřednictvím emailu marian.javorek@verkon.cz.