



SRFvh 4011
Perfection



SRFvh 4001
Perfection



Brutto / užitný objem	
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	
Spotřeba energie za rok ¹	
Okolní teplota	
Odvod tepla	
Chladivo	
Hluk – akustický výkon	
Napětí / příkon	
Chladicí systém / Proces odmrazování	
Rozsah teplot	
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	
Povrchová úprava vnějšího pláště	
Povrchová úprava dveří	
Materiál vnitřních stěn	
Ovládání	
Alarm výpadku sítě	
Alarm při poruše	
Beznapěťový kontakt	
Způsob připojení k síti / Řešení připojení k síti	
Rozhraní	
Datový záznamník	
Vnitřní osvětlení	
Přestavitelné odkládací plochy	
Materiál odkládacích ploch	
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	
Madlo	
Průchodka snímače	
DIN 13277	
Druh zámku	
Směr otevírání dveří	
Brutto / netto hmotnost	
Příslušenství	
Rošty potažené umělou hmotou	
Spodní mřížka	
Skleněná police	
Police z děrovaného plechu	
Reklamní lišty	
Kolečka Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Seřizovací nožky, 90–120 mm / 150–180 mm	
Speciální zámky (až 5 kusů)	
Side-by-Side Set	

420 / 297 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1660
389 kWh
+10 °C až +35 °C
463 kJ/h
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 2,0 A
dynamický / automatický
+3 °C až +16 °C
3,0 °C / 2,4 °C
ocel / bílá
sklo
umělá hmota bílá
2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h
optický a akustický
ano
SmartModule / Integrované, vyjímatelné
WLAN/LAN
integrované, rozhraní USB
LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný
5
rošty potažené umělou hmotou
460 / 423
45 kg / 225 kg
Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
1 x Ø 10 mm
ano
mechanický
vpravo, lze zaměnit
86 / 80 kg

394 / 298 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1660
172 kWh
+10 °C až +35 °C
250 kJ/h
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 2,0 A
dynamický / automatický
+3 °C až +16 °C
2,4 °C / 2,2 °C
ocel / bílá
ocel
umělá hmota bílá
2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h
optický a akustický
ano
SmartModule / Integrované, vyjímatelné
WLAN/LAN
integrované, rozhraní USB
LED světelný sloupek vlevo
5
rošty potažené umělou hmotou
460 / 423
45 kg / 225 kg
Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
1 x Ø 10 mm
ano
mechanický
vpravo, lze zaměnit
71 / 65 kg

7113308
7113312
9293493
9029022
7435208
9080022 / 9086924
na přání
na přání

7113308
7113312
9293493
9029022
7435208
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924
na přání
na přání

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček
2 Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
3 Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.