

Laboratorní mrazničky s vnitřním prostorem chráněným proti explozi



LGUex 1500

MediLine



Brutto / užitný objem	139 / 129 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	601 / 618 / 820
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	454 / 450 / 663
Spotřeba energie za rok ¹	294 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	45 dB(A)
Napětí / příkon	220 - 240V~ / 1,0 A
Chladicí systém	statický
Proces odmrazování	ruční
Rozsah teplot	-9 °C až -26 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	6,6 °C / 3,3 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří	ocel
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše	optický a akustický
Beznapěťový kontakt	ano
Způsob připojení k síti	SmartCoolingHub
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	RS485
Přestavitelné odkládací plochy	
Materiál odkládacích ploch	desky výparníku
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	454 / 450
Nosnost odkládacích ploch	24 kg
Počet zásuvek	3
Počet košů	1
Výška příhrádek v mm	1 × 149
Madlo	tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	43 / 42 kg
Příslušenství	
Skleněná police	
Spojovací rámy, bílé	9592697
Koleje s kolečky	9590521
SmartCoolingHub	6125784
Speciální zámky (až 10 kusů)	na přání

¹ Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.