

EXSIKÁTORY SKŘÍŇOVÉ EKS B

Stěny bezbarvé, PLEXIGLASS (PMMA)



Skříňový exsikátor pro skladování vzorků a materiálů citlivých na vlhkost. Jeho tvar poskytuje velkou volnost při využití užitého prostoru. Těsné dveře chrání před znečištěním ovzduší. Kontrolované prostředí uvnitř exsikátoru je ideální pro ukládání referenčních materiálů, buněčných knihoven, metalografických standardů, vzorků tabáku, DNA atd.

EXSIKÁTORY SKŘÍŇOVÉ EKS B


Stěny bezbarvé, PLEXIGLASS (PMMA)



magnetický systém
zavírání



elektronický
termohygrometr



gumové těsnění



výškové nastavení
polic



Vlastnosti

konstrukce z eloxovaného hliníku

bezbarvé stěny z PLEXI (PMMA)

těsnící konstrukce

široký rozsah výškového nastavení polic

magnetický uzavírací systém

dveře s těsněním z lehčené pryže

protiskluzové gumové nožičky


EXSIKÁTORY SKŘÍŇOVÉ EKS B

Technické parametry

model exsikátoru	rozměry celkové A x B x C (mm)	rozměry vnitřní A x B x C (mm)	rozměry užítkové A x B x C (mm)	nosnost standardní police* (kg)	kapacita (l)
EKS B 11	320x385x540	300x350x510	271x315x410	10	53
EKS B 12	370x435x590	350x400x560	321x365x460	5	78
EKS B 13	420x485x640	400x450x610	371x415x510	5	109

* -hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

stěny: PMMA transparentní, bezbarvé
pracovní teplota: -20°C +70°C
tlak: atmosférický
celkové zatížení: 40 kg
záruka: 24 měsíců



Standardní vybavení	
elektronický termohygrometr	1 ks
poličky z PMMA, tloušťka 5mm	4 ks
melaninový zásobník	1 ks
sušící gel	500 g

Doplňkové vybavení

polička plexiglass (PMMA)



- vyrobeno z bezbarvého PMMA
- provozní teplota od -20°C do +70°C
- opracováno laserem

kód police	nosnost * (kg)	tloušťka (mm)	rozměr exsikátoru		
			11	12	13
EKS A 1.05	10	5	●		
EKS A 2.05	5	5		●	
EKS A 2.08	10	8		●	
EKS A 3.05	5	5			●
EKS A 3.10	10	10			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

EXSIKÁTORY SKŘÍŇOVÉ EKS B

Doplňkové vybavení

polička INOX




- vyrobeno z nerezové oceli 1.4301

kód police	nosnost * (kg)	rozměr exsikátoru		
		11	12	13
EKSB1	5	●		
EKSB2	5		●	
EKSB3	5			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

Doplňkové vybavení

police INOX se zvýšenou nosností




- vyrobeno z nerezové oceli 1.4301

kód police	nosnost * (kg)	rozměr exsikátoru		
		11	12	13
EKSB1W	10	●		
EKSB2W	10		●	
EKSB3W	10			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

Doplňkové vybavení

police INOX s maximální nosností



- vyrobeno z nerezové oceli 1.4301
- umístění na dně exsikátoru

kód police	nosnost * (kg)	rozměr exsikátoru		
		11	12	13
EKSB1HW	40	●		
EKSB2HW	40		●	
EKSB3HW	40			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše