

EXSIKÁTORY SKŘÍŇOVÉ EKS C

Stěny černé, PLEXIGLASS (PMMA)



EXSIKÁTORY SKŘÍŇOVÉ EKS C

Stěny černé, PLEXIGLASS (PMMA)




magnetický systém
zavírání



elektronický
termohygrometr

gumové těsnění



výškové nastavení
polic





Černé stěny chrání uskladněné materiály před dopadem světla a UV zářením

Vlastnosti

konstrukce z eloxovaného hliníku

černé stěny z PLEXI (PMMA)

těsnící konstrukce

široký rozsah výškového nastavení polic

magnetický uzavírací systém

dveře s těsněním z lehčené pryže

protiskluzové gumové nožičky


EXSIKÁTORY SKŘÍŇOVÉ EKS C

Technické parametry

model exsikátoru	rozměry celkové A x B x C (mm)	rozměry vnitřní A x B x C (mm)	rozměry uživatelské A x B x C (mm)	nosnost standardní police * (kg)	kapacita (l)
EKS C 11	320x385x540	300x350x510	271x315x410	10	53
EKS C 12	370x435x590	350x400x560	321x365x460	5	78
EKS C 13	420x485x640	400x450x610	371x415x510	5	109

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

stěny:	PMMA černé
pracovní teplota:	-20°C +70°C
tlak:	atmosférický
celkové zatížení:	40 kg
záruka:	24 měsíců




Standardní vybavení

elektronický termohygrometr	1 ks
polička z PMMA tloušťka 5mm	4 ks
melaninový zásobník	1 ks
sušící gel	500 g.

Doplňkové vybavení

polička plexiglass (PMMA)



- Vyrobeno z PMMA
- Provozní teplota od -20°C do + 70°C
- Opracováno laserem

kód poličky	nosnost * (kg)	tloušťka (mm)	Rozměr exsikátoru		
			11	12	13
EKS A 1.05	10	5	●		
EKS A 2.05	5	5		●	
EKS A 2.08	10	8		●	
EKS A 3.05	5	5			●
EKS A 3.10	10	10			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

Doplňkové vybavení

polička INOX



- vyrobeno z nerezové oceli 1.4301

kód poličky	nosnost * (kg)	rozměr exsikátoru		
		11	12	13
EKS B 1	5	●		
EKS B 2	5		●	
EKS B 3	5			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

Doplňkové vybavení

Polička INOX se zvýšenou nosností




- vyrobeno z nerezové oceli 1.4301

kód poličky	nosnost * (kg)	rozměr exsikátoru		
		11	12	13
EKS B 1 W	10	●		
EKS B 2 W	10		●	
EKS B 3 W	10			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše

Doplňkové vybavení

polička INOX s maximální nosností



- vyrobeno z nerezové oceli 1.4301
- umístění na dně exsikátoru

kód poličky	nosnost * (kg)	rozměr exsikátoru		
		11	12	13
EKS B 1 HW	40	●		
EKS B 2 HW	40		●	
EKS B 3 HW	40			●

* - hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše