

Laboratorní kombinace chladničky a mrazničky s plastovou vnitřní vložkou



New

SCFvh 4032

Perfection



New

SCFvh 4002

Perfection

Brutto / užitný objem	chladicí část	284 / 206 l	Brutto / užitný objem	chladicí část	272 / 206 l
Brutto / užitný objem	mrazicí část	112 / 58 l	Brutto / užitný objem	mrazicí část	112 / 58 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)		597 / 654 / 2044	Vnější rozměry v mm (Š / H / V)		597 / 654 / 2044
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	chladicí část	460 / 423 / 1037	Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	chladicí část	460 / 423 / 1037
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	mrazicí část	406 / 292 / 595	Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	mrazicí část	406 / 292 / 595
Spotřeba energie za rok ¹		409 kWh	Spotřeba energie za rok ¹		277 kWh
Okolní teplota		+10 °C až +35 °C	Okolní teplota		+10 °C až +35 °C
Odvod tepla		380 kJ/h	Odvod tepla		290 kJ/h
Chladivo		R 600a	Chladivo		R 600a
Hluk – akustický výkon		48 dB(A)	Hluk – akustický výkon		48 dB(A)
Napětí / frekvence		220 - 240V~ / 50/60 Hz	Napětí / frekvence		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Příkon / Příkon ve Watech		2,0 A / 160 W	Příkon / Příkon ve Watech		2,0 A / 140 W
Chladicí systém	chladicí / mrazicí část	dynamický / dynamický	Chladicí systém	chladicí / mrazicí část	dynamický / dynamický
Proces odmrazování	chladicí / mrazicí část	automatický / automatický	Proces odmrazování	chladicí / mrazicí část	automatický / automatický
Rozsah teplot	chladicí / mrazicí část	+3 °C až +16 °C / -9 °C až -30 °C	Rozsah teplot	chladicí / mrazicí část	+3 °C až +16 °C / -9 °C až -30 °C
Teplotní homogenita ²	chladicí / mrazicí část	3,4 °C / 4,4 °C	Teplotní homogenita ²	chladicí / mrazicí část	3,3 °C / 3,3 °C
max. odchylka ³	chladicí / mrazicí část	2,7 °C / 8,1 °C	max. odchylka ³	chladicí / mrazicí část	3,0 °C / 6,4 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště		ocel / bílá	Povrchová úprava vnějšího pláště		ocel / bílá
Povrchová úprava dveří		dveře z izolačního skla / ocel	Povrchová úprava dveří		ocel
Materiál vnitřních stěn		umělá hmota bílá	Materiál vnitřních stěn		umělá hmota bílá
Ovládání		2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu	Ovládání		2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Alarm výpadku sítě		bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h	Alarm výpadku sítě		bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt		optický a akustický / ano	Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt		optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti		ano / SmartModule	SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti		ano / SmartModule
Řešení připojení k síti / Rozhraní		Integrované, vyjímatelné / WLAN/LAN	Řešení připojení k síti / Rozhraní		Integrované, vyjímatelné / WLAN/LAN
Datový záznamník		integrované, rozhraní USB	Datový záznamník		integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	chladicí / mrazicí část	LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný / LED	Vnitřní osvětlení	chladicí / mrazicí část	LED světelný sloupek vlevo / LED
Přestavitelné odkládací plochy	chladicí část	4	Přestavitelné odkládací plochy	chladicí část	4
Materiál odkládacích ploch	chladicí / mrazicí část	rošty potažené umělou hmotou / sklo	Materiál odkládacích ploch	chladicí / mrazicí část	rošty potažené umělou hmotou / sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	chladicí část	460 / 423	Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	chladicí část	460 / 423
Nosnost odkládacích ploch	chladicí / mrazicí část	45 kg / 40 kg	Nosnost odkládacích ploch	chladicí / mrazicí část	45 kg / 40 kg
Maximální celkové zatížení		345 kg	Maximální celkové zatížení		345 kg
Počet zásuvek	mrazicí část	3	Počet zásuvek	mrazicí část	3
Madlo		Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem	Madlo		Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače / DIN 13277		1 x Ø 10 mm / ano	Průchodka snímače / DIN 13277		1 x Ø 10 mm / ano
Druh zámku / Směr otevírání dveří		mechanický / vpravo, lze zaměnit	Druh zámku / Směr otevírání dveří		mechanický / vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost		103 / 97 kg	Brutto / netto hmotnost		90 / 83 kg
Příslušenství			Příslušenství		
Nosný rošt, bílá / Spodní rošt, bílá		7113308 / 7113272	Nosný rošt, bílá / Spodní rošt, bílá		7113308 / 7113272
Perforovaný ocelový rošt bílá / Reklamní lišty		9029022 / 7435208	Perforovaný ocelový rošt bílá / Reklamní lišty		9029022 / 7435208
Kolečka Ø 80 mm / Ø 100 mm			Kolečka Ø 80 mm / Ø 100 mm		9086926 / 9080023
Seřizovací nožky, 90–120 mm / 150–180 mm		9080022 / 9086924	Seřizovací nožky, 90–120 mm / 150–180 mm		9080022 / 9086924
speciální zámky / Sada Side-by-Side bílá		na přání / 9027388	speciální zámky / Sada Side-by-Side bílá		na přání / 9027388

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejlhedejším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.