

## Laboratorní chladničky s plastovou vnitřní vložkou



### SRFvh 5511

Perfection



### SRFvh 5501

Perfection

<b>Brutto / užitný objem</b>	588 / 440 l	558 / 441 l
<b>Vnější rozměry v mm (Š / H / V)</b>	747 / 769 / 1793	747 / 769 / 1793
<b>Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)</b>	606 / 536 / 1460	606 / 536 / 1460
<b>Spotřeba energie za rok<sup>1</sup></b>	360 kWh	171 kWh
<b>Okolní teplota</b>	+10 °C až +35 °C	+10 °C až +35 °C
<b>Odvod tepla</b>	475 kJ/h	246 kJ/h
<b>Chladivo</b>	R 600a	R 600a
<b>Hluk – akustický výkon</b>	49 dB(A)	49 dB(A)
<b>Napětí / frekvence</b>	220–240V~ / 50 Hz	220–240V~ / 50 Hz
<b>Příkon / Příkon ve Watech</b>	2,0 A / 190 W	2,0 A / 190 W
<b>Chladicí systém / Proces odmrazování</b>	dynamický / automatický	dynamický / automatický
<b>Rozsah teplot</b>	+3 °C až +16 °C	+3 °C až +16 °C
<b>Teplotní homogenita<sup>2</sup> / max. odchylka<sup>3</sup></b>	3,3 °C / 2,0 °C	2,2 °C / 1,7 °C
<b>Povrchová úprava vnějšího pláště</b>	ocel / bílá	ocel / bílá
<b>Povrchová úprava dveří</b>	sklo	ocel
<b>Materiál vnitřních stěn</b>	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
<b>Ovládání</b>	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
<b>Alarm výpadku sítě</b>	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
<b>Alarm při poruše</b>	optický a akustický	optický a akustický
<b>Beznapěťový kontakt</b>	ano	ano
<b>SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti</b>	ano / SmartModule	ano / SmartModule
<b>Řešení připojení k síti</b>	Integrované, vyjímatelné	Integrované, vyjímatelné
<b>Rozhraní</b>	WLAN/LAN	WLAN/LAN
<b>Datový záznamník</b>	integrované, rozhraní USB	integrované, rozhraní USB
<b>Vnitřní osvětlení</b>	LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný	LED světelný sloupek vlevo
<b>Přestavitelné odkládací plochy / Materiál odkládacích ploch</b>	5 / rošty potažené umělou hmotou	5 / rošty potažené umělou hmotou
<b>Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)</b>	600 / 536	600 / 536
<b>Nosnost odkládacích ploch / přístroj</b>	60 kg / 300 kg	60 kg / 300 kg
<b>Kolečka</b>	otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu	otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
<b>Madlo</b>	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
<b>Průchodka snímače</b>	1 x Ø 10 mm	1 x Ø 10 mm
<b>DIN 13277</b>	ano	ano
<b>Druh zámku / Směr otevírání dveří</b>	mechanický / vpravo, lze zaměnit	mechanický / vpravo, lze zaměnit
<b>Brutto / netto hmotnost</b>	111 / 98 kg	94 / 80 kg
<b>Příslušenství</b>		
<b>Nosný rošt, bílá</b>	7113310	7113310
<b>Spodní rošt, bílá</b>	7113314	7113314
<b>Skleněná police</b>	9291929	9291929
<b>Reklamní lišty</b>	7435210	7435210
<b>Kolečka Ø 80 mm</b>	9086926	9086926
<b>Seřizovací nožky, 90–120 mm / 150–180 mm</b>	9080022 / 9086924	9080022 / 9086924
<b>Speciální zámky (až 5 kusů)</b>	na přání	na přání
<b>Sada Side-by-Side bílá</b>	9017739	9017739

<sup>1</sup> Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

<sup>2</sup> Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

<sup>3</sup> Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.