



## Laboratorní stoly - médiové nástavby


Pro rozvod a umístění vývodů plynných a kapalných médií a elektrické energie slouží médiové nástavby. Připevňují se na pracovní desku jednostranných i oboustranných stolů. Jejich provedení se liší dle konkrétních požadavků zákazníka. Nástavby s polící slouží zároveň jako odkládací plocha nad pracovní deskou a také mohou být osazeny zářivkou.




MN-H



MN-V



MN-VK



### Standardy médiových nástaveb

standardní šířky [mm]	standardní výšky [mm]	média	další vybavení
600	250 (MN-H)	pitná a čistá voda	osvětlení s ovládáním
900	400	hořlavé a technické plyny	230V
1200	600	vakuum, stlačený vzduch	baterie a výlevky
		pára	oční a bezpečnostní sprchy