

Chladič kuličkový dle Allihna

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- provedení bez zábrusu, s NZ jádrem nebo dvěma NZ
- různé velikosti NZ
- délka od 160 do 800 mm
- skleněné nebo plastové olivky
- **informace k objednací tabulce:** l [mm] = délka chladičící části; d [mm] = vnější průměr chladiče; uvedené obrázky jsou orientační



Chladič dle Allihna bez zábrusu, SIMAX (typ 7114)

Obj. číslo	Provedení	l [mm]	d [mm]	Kuliček	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
632 442 511 200	Bez zábrusu	200	40	4	skleněné	Delší termín	1 300 Kč
632 442 511 300	Bez zábrusu	300	40	6	skleněné	Delší termín	3 280 Kč
632 442 511 400	Bez zábrusu	400	40	8	skleněné	Delší termín	979 Kč
632 442 511 600	Bez zábrusu	600	40	12	skleněné	Delší termín	1 350 Kč
632 442 511 800	Bez zábrusu	800	40	16	skleněné	Delší termín	4 780 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Chladič kuličkový dle Allihna s NZ jádrem, SIMAX (typ 8256)

Obj. číslo	Provedení	l [mm]	Kuliček	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
Chladič dle Allihna s NZ jádrem 14/23:						
632 442 512 302	S NZ jádrem 14/23	300	6	skleněné	Delší termín	1 984 Kč
632 442 512 402	S NZ jádrem 14/23	400	8	skleněné	Delší termín	2 258 Kč
Chladič dle Allihna s NZ jádrem 29/32:						
632 442 512 205	S NZ jádrem 29/32	200	4	skleněné	Kontaktujte nás	
632 442 512 305	S NZ jádrem 29/32	300	6	skleněné	Delší termín	2 234 Kč
632 442 512 405	S NZ jádrem 29/32	400	8	skleněné	Delší termín	1 200 Kč

Obj. číslo	Provedení	I [mm]	Kuliček	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
632 442 512 605	S NZ jádrem 29/32	600	13	skleněné	Delší termín	1 470 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ, SIMAX (typ 8257)

Obj. číslo	Provedení	I [mm]	Kuliček	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ 14/23, SIMAX:						
632 442 513 302	Se dvěma NZ 14/23	300	6	skleněné	Delší termín	2 064 Kč
632 442 513 402	Se dvěma NZ 14/23	400	8	skleněné	Delší termín	1 370 Kč
Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ 29/32, SIMAX:						
632 442 513 205	Se dvěma NZ 29/32	200	4	skleněné	Delší termín	2 694 Kč
632 442 513 305	Se dvěma NZ 29/32	300	6	skleněné	Delší termín	1 220 Kč
632 442 513 605	Se dvěma NZ 29/32	600	13	skleněné	Delší termín	1 710 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ, Glassco

Obj. číslo	Provedení	I [mm]	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ a skleněnými olivkami, Glassco:					
636 019 020 208	Se dvěma NZ 19/26	250	skleněné	Delší termín	681 Kč
636 019 020 211	Se dvěma NZ 29/32	300	skleněné	Delší termín	803 Kč
636 019 020 213	Se dvěma NZ 29/32	400	skleněné	Skladem, do 1 týdne	921 Kč
Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ a plastovými olivkami, Glassco:					
636 019 018 105	Se dvěma NZ 14/23	160	plastové	Delší termín	752 Kč
636 019 018 106	Se dvěma NZ 19/26	160	plastové	Delší termín	752 Kč
636 019 018 113	Se dvěma NZ 29/32	400	plastové	Delší termín	941 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ, Isolab

Obj. číslo	Provedení	I [mm]	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ a skleněnými olivkami, Isolab:					
120 063 313 160	Se dvěma NZ 14/23	160	skleněné	Skladem, do 1 týdne	1 069 Kč
120 063 313 250	Se dvěma NZ 14/23	250	skleněné	4-6 týdnů	1 341 Kč
120 063 313 253	Se dvěma NZ 29/32	250	skleněné	4-6 týdnů	1 393 Kč
120 063 313 403	Se dvěma NZ 29/32	400	skleněné	4-6 týdnů	1 566 Kč

Obj. číslo	Provedení	I [mm]	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
Chladič kuličkový dle Allihna se dvěma NZ a plastovými olivkami, Isolab:					
120 063 314 160	Se dvěma NZ 14/23	160	plastové	4-6 týdnů	1 332 Kč
120 063 314 253	Se dvěma NZ 29/32	250	plastové	4-6 týdnů	1 401 Kč
120 063 314 403	Se dvěma NZ 29/32	400	plastové	4-6 týdnů	1 428 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.